

САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В КАБИНЕТАХ ЛПО



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**Камеры бактерицидные «СПДС»
из нержавеющей стали**
Объем от 22 до 125 литров

**Рециркуляторы
УФ-бактерицидные «СПДС»**
Производительность от 60 до 120 м³/ч.



«СПДС-1-К»
передвижная,
нержавеющая сталь



«СПДС-3-К»
нержавеющая сталь



«СПДС-80-Р»
передвижной



«СПДС-80-Р»

полный спектр продукции можно посмотреть на сайте!

www.sterilnost.ru

Телефон: (4852) 75-94-27, 59-53-64, 59-53-75 Ярославль, ул. Университетская, 21

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ЧАСТЬ 1	
Общие вопросы санитарно-противоэпидемического режима в кабинетах ЛПО.....	5
РАЗДЕЛ 1	
Общие требования к санитарному содержанию помещений, оборудования, инвентаря кабинетов ЛПО. Гигиена рук. Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты.....	5
РАЗДЕЛ 2	
Работа в стерильных условиях: стерильное рабочее пространство.....	8
РАЗДЕЛ 3	
Обработка изделий медицинского назначения многократного применения. Предстерилизационная очистка в кабинетах ЛПО.....	13
РАЗДЕЛ 4	
Децентрализованная стерилизация ИМН.....	28
РАЗДЕЛ 5	
Хранение стерильных ИМН.....	35
ЧАСТЬ 2	
Частные вопросы санитарно-противоэпидемического режима в кабинетах ЛПО.....	39
РАЗДЕЛ 6	
Стоматологический кабинет.....	39
РАЗДЕЛ 7	
Урологический кабинет.....	63
РАЗДЕЛ 8	
Кабинет офтальмолога.....	67
РАЗДЕЛ 9	
Кабинет физиотерапии.....	69